

3DISC Taking Digital Beyond



Scan&Tell - "Ein Patient der sieht, versteht"




SIMPLY DIGITAL

*Lösungen für den
dentalen Workflow*

3DISC
365 Herndon Pkwy #18 Herndon,
VA 20170, USA

3DISC Dental Connect
Tour CB21 - 16 Place de l'Iris -
92400 Courbevoie - France

+1 800 570 0363
info@3disc.com
sales@3disc.com



“Von der Voruntersuchung an wird OVO zum Zentrum des Dialogs mit jedem meiner Patienten.”

Dr Adolfo Lopes,
DDS, MSc, PhD

OVO ist das Herzstück der Patientenkommunikation. Ausgestattet mit Scan&Tell und einem Tablet kann der Zahnarzt dem Patienten verschiedene Behandlungsoptionen anschaulich zeigen und erklären, was die Akzeptanz der Behandlung

erhöht. Die Kombination aus 2D-Bildern und 3D-Scans erleichtert es, dem Patienten die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten verständlich zu machen.

Scan&Tell

Schalten Sie das Potential von 1-2 zusätzlichen Behandlungen pro Patient* frei.



Was ist Scan&Tell?


Eine revolutionäre 3D- & 2D-Interaktionserfahrung. Scan&Tell ermöglicht es dem Zahnarzt, den Zustand der Mundgesundheit zu präsentieren und den Patienten einzubinden, um die Kommunikation bei der Behandlungsplanung zu unterstützen.

Schalten Sie mit Scan&Tell das Potential von 1-2 zusätzlichen Behandlungen pro Patient* frei. Mit Scan&Tell wird die zahnärztliche Versorgung revolutioniert – nahtlose Kommunikation führt zu gesteigertem Vertrauen und höherer Behandlungsakzeptanz.



Das Ergebnis: Ein signifikanter Anstieg der Akzeptanz von **54% auf 91%** mit Scan&Tell...


Die klinische Studie



In dieser Studie wird der medizinische Nutzen der Integration von Scan&Tell in die zahnärztliche Praxis untersucht, wobei der Schwerpunkt auf der Bewertung der Auswirkungen auf die

Patientenkommunikation, das Patientenengagement und die Erhöhung der Anzahl akzeptierter Behandlungen liegt.

1 USA, Frankreich, Italien, Brasilien, Deutschland, Portugal, Vereinigtes Königreich, Oman, Tunesien und Polen.




	Ohne Scan&Tell	Mit Scan&Tell
Durchschnittliche Anzahl der festgestellten klinischen Probleme	2,4	2,8
Anzahl der akzeptierten Behandlungen	1,3	2,5

- Durchschnittliche Anzahl erkannter klinischer Probleme
- Anzahl der akzeptierten Behandlungen

1 Ein statistisch signifikantes Ergebnis wurde mit einem p-Wert von weniger als 0,05 ermittelt.

2 Scan&Tell erhöht die Anzahl der Kronen, Brücken und Implantate signifikant um +330% (p=0,05) bzw. +114% (p=0,05).



	Ohne Scan&Tell	Mit Scan&Tell
Kronen & Brücken	6	26
Füllungen	23	26
Implantate	7	15
Andere Restaurationen	31	60

- Durchschnittliche Anzahl erkannter klinischer Probleme
- Anzahl der akzeptierten Behandlungen

1 Ein statistisch signifikantes Ergebnis wurde mit einem p-Wert von weniger als 0,05 ermittelt.

2 Scan&Tell erhöht die Anzahl der Kronen, Brücken und Implantate signifikant um +330% (p=0,05) bzw. +114% (p=0,05).




Scannen Sie den QR-Code & laden Sie die vollständige Studie runter.

3disc.com/scan-and-tell

3DiscClinic

“3DiscClinic leitet mich bei meinen Scans an und gibt mir selbst bei schweren Fällen Sicherheit.”

Dr Adolfo Lopes,
DDS, MSc, PhD




QUALITY MAP

Ein exklusives Werkzeug, das eine sofortige Überprüfung der Scan-Qualität ermöglicht und bei Bedarf eine Live-Wiederholung für eine vollständige Abdrucknahme durchführt.

OCCLUSAL CLEARANCE

Dieses Werkzeug hilft Ihnen, Toleranz vor dem Export des Falls zu überprüfen, um Ihre Kronen- und Brückenpatienten effektiv und vorhersehbar zu behandeln.




LIVE VIEW SCREENSHOT

Live-View-Screenshot ermöglicht es Ihnen, während des Scanvorgangs Screenshots zu erstellen, die in die Fallüberprüfung und den finalen Export eingebunden werden können. Dadurch können Sie Problemstellen genau lokalisieren und den Behandlungsfortschritt überwachen. Zudem liefert es wertvolle Informationen für Techniker zur Zahnstruktur & Randdefinitionen.



UNDERCUT TOOL


Undercut-Tool hilft Ihnen, die Qualität Ihrer Präparation zu überprüfen und festzustellen, um einen idealen Sitz für die Restauration zu gewährleisten.



MEASUREMENT TOOL


Measurement-Tool hilft Ihnen, die Entfernung zwischen zwei Punkten präzise zu messen. Es kann für die kieferorthopädische Behandlung verwendet werden:

- Erstdiagnose
- Behandlungsplanung
- Überwachung des Behandlungsfortschritts
- Bewertung des Behandlungsergebnisses




MODEL STUDIO

Model-Studio nutzt KI-Technologie, um innerhalb weniger Minuten dental Modelle durch einen benutzerfreundlichen Workflow zu erstellen. Diese STL-Modelle werden automatisch aus 3DISC Scans mit nur einem Klick erzeugt.




Nutzer haben die Wahl zwischen:



Base Model




Filled Model



CROSS SECTION TOOL

Vergrößern Sie das 2D-Bild, indem Sie auf das "Maximieren-Symbol" in der oberen rechten Ecke des 2D-Bildes klicken.

Durch diese Aktion werden das 2D- und 3D-Bild nebeneinander angezeigt.



Verschiedene Werkzeuge auf der Querschnittsleiste sind darauf ausgelegt, Ihre 3D-Ansicht zu verbessern, indem sie es Ihnen ermöglichen, das Modell entlang der von Ihnen gezogenen Querschnittslinie zu schneiden.




“Eine perfekte Integration von Intraoralscanner, Intraoralkamera und Kommunikations-Hub.”

Intraoralscanner standen noch nie im Mittelpunkt der Klinik. 3DISC erfindet das Produkt neu und schafft die perfekte Synergie zwischen Zahnärzten, Patienten und Laboren. Die zahlreichen Funktionen helfen den Zahnärzten, den OVO IOS in den Mittelpunkt ihrer täglichen Praxis zu stellen.



So Fast. So Fluid. So Fly^{AI}


Fly AI ist ein bahnbrechender Fortschritt in 3DiSCClinic und revolutioniert die nahtlose Zusammenführung Ihrer Scandaten.



Fly AI erkennt während des Scannens automatisch Fremdkörper wie Handschuhe.

Fly AI macht das Scannen mühelos und einfach sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer.

Fly AI DEAKTIVIERT




VIVID COLORS

Erstellen Sie lebendigere Scans mit 3DiscClinic und „Vivid Colors“. Durch die Farbdaten aus den aufgenommenen Bildern verbessert 3DiscClinic Farbintensität und Kontrast. Lassen Sie Ihre Patienten mit Scan&Tell dynamischere und ansprechendere Visualisierungen erleben.

VIVID COLORS DEAKTIVIERT

VIVID COLORS AKTIVIERT*




„Vivid Colors“ kann in den Haupteinstellungen von 3DiscClinic 4.3 oder höher aktiviert werden.

*“Kompakt, Ergonomisch und Leicht.
Das sind Schlüsselmerkmale für mich
und für den Komfort meiner Patienten.”*

Dr M.Nawwar,
BDS, ABOMS

250 mal
autoklavierbare
Aufsätze

360°
rotierbarer
Aufsatz



20mm
Scan Tiefe



Die bewährte innovative Technologie von 3DISC, die durch den ergonomischen und leichten Scanner noch verbessert wird, sorgt für Stabilität während des Scanvorgangs und ermöglicht konstante präzise Ergebnisse. Seine Scantiefe von 20 mm hilft Ihnen kompliziertere Scanbereiche zu bewältigen.

59s

Vollkiefer-Scan

165g

ergonomisch & leicht

“Unser Fokus ist es, das beste Nutzererlebnis zu bieten”

Gilles Heber Surin
Group Customer Experience Director



3DISC Support

Unser Kunden-Support, ist per Telefon oder E-Mail erreichbar kann aus der Ferne auf Ihren PC zugreifen, um einen effizienten und effektiven Support zu garantieren.

3DISC Support

powered by DENTALimpulse

E-Mail: support@di24.info

Web: www.di24.info

Tel.: 040 257 767 570

360° Support Service

MASSGESCHNEIDERTE TRAINING

Maßgeschneiderte Schulungen vor Ort mit zusätzlichen virtuellen Schulungen und Zugriff auf die 3DISC Learning Academy.

KONFIGURATION

OVO wird kundenspezifisch konfiguriert, um eine verbesserte Benutzererfahrung und kontinuierliche Optimierung zu gewährleisten.

3DISC Cloud

- Einfaches Versenden von Daten
- Schlanker Überblick über Fälle und deren Entwicklung
- Interaktive Nachrichtenübermittlung
- Verfügbar für alle Nutzer, Partner & Labore

KEINE JÄHRLICHEN GEBÜHREN

Eine einmalige, allumfassende Zahlung. Keine zusätzlichen Lizenzierungs- oder Fallgebühren, plus KOSTENLOSE Software-Updates & Cloud-Speicher.

DIGITAL DENTAL WORKFLOW

SCANNER • DRUCKER • SCHULUNGEN • SUPPORT

Testen Sie unverbindlich unseren einzigartigen und umfangreichen, dentalen Digital-Kosmos: Gern in unserem Hamburger Showroom oder, auf Wunsch, live in Ihrem Labor, bzw. Ihrer Praxis.



Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern! **Hotline** 040 25 77 67 570



Fordern Sie auch unsere speziellen Infos an. Z.B. zum neuen „OVO - Scan&Tell“ Praxis-system. Eine revolutionäre neue Möglichkeit der Kommunikation mit Ihren Patient:innen.



DENTALimpulse
BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH



Folgen Sie uns auf
Instagramm
[instagram.com/DENTALimpulse](https://www.instagram.com/DENTALimpulse)



Wir freuen uns über
Ihr Feedback unter
[facebook.com/DENTALimpulse](https://www.facebook.com/DENTALimpulse)



Kontaktieren Sie uns
auch gern bei
[linkedin.com/company/dentalimpulse](https://www.linkedin.com/company/dentalimpulse)