

ScanBody Workflow




3DiscClinic 5.1 stellt einen neuen
Pre-Op-Workflow vor.

Die ScanBody Schritt-für-Schritt-geführte Scan-Sequenz umfasst nun:

- Oberkiefer ScanBody scannen.
- Oberkiefer ScanBody trimmen und anschließend das Emergenzprofil scannen.
- Unterkiefer ScanBody scannen.
- Unterkiefer ScanBody trimmen und anschließend das Emergenzprofil scannen.
- Beidseitige Biss-Scans durchführen (wenn möglich).

Abschließen und an das Labor senden.



365 Herndon Pkwy #18
Herndon, VA 20170,
USA

1 place de la Pyramide
92 800 Puteaux
France

info@3disc.com
www.3DISC.com